

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline B2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95067

Numéro d'article: CM0029486

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Cycline B2 validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Détecte la Cycline B2 humaine, murine et de rat, un régulateur clé du cycle cellulaire. Idéal pour la recherche sur la mitose et la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AcP de Lapin anti-Cycline B2
Remarques/Alias	HsT17299 ; Cycline B2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	9133
GeneID	9133
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95067
Poids Moléculaire Protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace