

Anticorps Polyclonal Anti-Cycline C Pour Wb Et Elisa - P24863

Numéro d'article: CM0015046



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cycline C humaine, idéal pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat pour soutenir la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cycline C Lapin pAb
Remarques/Alias	CycC; SRB11; hSRB11; Cycline C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	892
GeneID	892
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de la cycline C humaine (NP_005181.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24863
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace