

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24863

Numéro d'article: CM0030763



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Cycline C humaine (CCNC, hSRB11), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte les niveaux endogènes de Cycline C chez l'homme, la souris et le rat. Les applications incluent la recherche sur la transcription et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cycline C pAc Lapin
Remarques/Alias	CycC, SRB11, hSRB11, Cycline C
Espèce	Humain
GeneID (humain)	892
GeneID	892
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de la Cycline C humaine (NP_005181.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24863
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace