


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline D1 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P24385

Numéro d'article: CM0016698



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la Cycline D1 humaine (BCL1). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Cycline D1
Remarques/Alias	BCL1 ; PRAD1 ; U21B31 ; D11S287E ; Cycline D1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	595
GeneID	595
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200 à 295 de la Cycline D1 humaine (NP_444284.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P24385
Poids moléculaire	34 kDa
Expédition	Sac de glace