


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline D1 Pour Wb - P24385

Numéro d'article: CM0016770



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Cycline D1 (CCND1, BCL1, PRAD1). Validé pour les applications WB, IF/ICC, IP et ELISA ; réagit croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation du cycle cellulaire G1/S et de la signalisation des oncoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cycline D1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Cycline D1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	595
GeneID	595
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-295 de la Cycline D1 humaine (NP_444284.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24385
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace