

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline D2 Pour Wb Et Elisa - P30279

Numéro d'article: CM0020286



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Cycline D2 humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le cycle cellulaire, le cancer et la transition G1/S.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cycline D2 pAb de lapin
Remarques / Alias	MPPH3 ; KIAK0002 ; Cycline D2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	894
GeneID	894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-289 de la Cycline D2 humaine (NP_001750.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30279
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace