

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline D2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30279

Numéro d'article: CM0016783



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Cycline D2 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la protéine Cycline D2 humaine, de souris et de rat (PM 33 kDa). Convient aux études sur le cycle cellulaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Cycline D2 Lapin pAb                                                                                                                 |
| Remarques/Alias    | MPPH3; KIAK0002; Cycline D2                                                                                                          |
| Espèce             | Humain                                                                                                                               |
| GeneID (Humain)    | 894                                                                                                                                  |
| GeneID             | 894                                                                                                                                  |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-289 de la Cycline D2 humaine (NP_001750.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                  |
| SWISS              | P30279                                                                                                                               |
| Poids moléculaire  | 33kDa                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                         |