


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline D3 (Validation Ko) Pour Wb Et Elisa - P30281

Numéro d'article: CM0016557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cycline-D3 humaine spécifique de la transition G1/S (CCND3, SWISS P30281). Validé par knockout, adapté au WB et à l'ELISA. Réagit également avec la protéine de souris pour les études du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validation KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-cycline D3
Remarques/Alias	CCND3 ; cycline D3 ; Cyclin D3 ; D3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	896
GeneID	896
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P30281
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace