

Anticorps Monoclonal Anti-Cycline E1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24864

Numéro d'article: CM0005144



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Cycline E1 humaine, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Conçu pour la recherche sur le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Cycline E1 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	CCNE ; pCCNE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	898
GeneID	898
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la Cycline E1 humaine (NP_001229.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24864
Poids moléculaire protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace