

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cycline E1 Pour Wb Et Elisa - P24864

Numéro d'article: CM0006947



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cycline E1 validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la cycline-E1 spécifique G1/S, un régulateur clé du cycle cellulaire. Monoclonal recombinant ; immunogène : peptide synthétique (aa 300-400). 47kDa, noyau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cycline E1 mAb Lapin
Remarques/Alias	CCNE ; pCCNE1 ; Cycline E1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	898
ID de gène	898
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 de la cycline E1 humaine (NP_001229.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24864
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace