

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline E1 Pour Wb Et Elisa - P24864

Numéro d'article: CM0015962



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Cycline E1 humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat, ce qui le rend adapté à la recherche sur le cycle cellulaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cyclin E1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CCNE; pCCNE1; Cyclin E1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	898
GeneID	898
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la Cycline E1 humaine (NP_001229.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P24864
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace