


Anticorps Monoclonal Anti-Cycline E2 Pour Wb, Elisa - O96020

Numéro d'article: CM0007995



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cycline E2 validé pour la WB et l'ELISA. Reconnaît la Cycline E2 humaine, un régulateur clé de la transition G1/S, d'un poids moléculaire d'environ 47 kDa. Idéal pour les recherches sur le cycle cellulaire, la prolifération et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Cycline E2
Remarques/Alias	CYCE2 ; Cycline E2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9134
ID du gène	9134
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la Cycline E2 humaine (O96020).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O96020
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant