


Anticorps Polyclonal Anti-Cycline E2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 096020

Numéro d'article: CM0029666



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Cycline E2 humaine (CCNE2), adapté pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Détecte une bande d'environ 47 kDa. Idéal pour les études de recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cycline E2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CYCE2 ; Cycline E2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9134
GeneID	9134
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 255-404 de la Cycline E2 humaine (NP_477097.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	096020
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace