


Anticorps Polyclonal Anti-Cycline E2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O96020

Numéro d'article: CM0027439



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Cycline E2 humaine (CYCE2). Convient pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, le cancer et la prolifération.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cycline E2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CYCE2; Cycline E2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9134
ID de gène	9134
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 255-404 de la Cycline E2 humaine (NP_477097.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O96020
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace