

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline G1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P51959

Numéro d'article: CM0026178

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Cycline G1 (CCNG1), validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. La Cycline G1 est associée à l'arrêt de phase G2/M dans la réponse aux dommages à l'ADN. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cycline G1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCNG; Cycline G1
Espèce	Humain
ID de Gène	900 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-295 de la Cycline G1 humaine (NP_004051.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51959
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace