


Anticorps Monoclonal Anti-Cycline H Pour Wb, Elisa - P51946

Numéro d'article: CM0002992



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Cycline H (CAK) pour applications WB, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Impliqué dans la régulation du cycle cellulaire et la transcription via le complexe kinase activatrice des CDK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Cycline H
Remarques/Alias	CAK ; p34 ; p37 ; Cych ; Cycline H
Espèce	Humain
GeneID	902
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la Cycline H humaine (P51946)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51946
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace