


Anticorps Polyclonal Anti-Cycline H Pour Wb, Ip, Elisa - P51946

Numéro d'article: CM0017669



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Cycline H humaine, une sous-unité du complexe CAK. Validé pour WB, IP et ELISA ; il soutient les études sur la régulation du cycle cellulaire et de la transcription. (38 kDa)

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cycline H Rabbit pAb
Remarques / Alias	CAK ; p34 ; p37 ; CycH ; Cyclin H
Espèce	Humain
ID du gène	902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 de la Cycline H humaine (NP_001230.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51946
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sachet de glace