


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cycline H Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51946

Numéro d'article: CM0011241



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin Cycline H est un anticorps monoclonal de lapin reconnaissant la Cycline H humaine et murine, destiné au WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Validé pour une utilisation en recherche dans les études de régulation du cycle cellulaire et de la transcription. 38 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Cycline H
Remarques/Alias	CAK ; p34 ; p37 ; Cych ; Cycline H
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	902
Identifiant du gène	902
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 224 et 323 de la Cycline H humaine (P51946).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51946
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace