

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline K Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75909

Numéro d'article: CM0015740



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Cycline K (O75909) validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Sous-unité régulatrice des CDK ; fonctionne dans la régulation de la transcription via la phosphorylation du CTD de l'ARN Pol II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cycline K pAc Lapin
Remarques/Alias	CPR4; IDDHDF; Cycline K
Espèce	Humain
ID de Gène	8812 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la cycline K humaine (NP_001092872.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75909
Poids Protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace