


Anticorps Polyclonal Anti-Cycline T1 Pour Wb, Elisa - O60563

Numéro d'article: CM0023261



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Cycline T1 humaine (CCNT/CYCT1), validé pour WB et ELISA. Idéal pour étudier l'élongation transcriptionnelle, le complexe P-TEFb et l'interaction avec la protéine Tat du VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Cycline T1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CCNT ; CYCT1 ; HIVE1 ; Cycline T1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	904
GeneID	904
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 220-320 de la Cycline T1 humaine (NP_001231.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60563
Poids protéique	81 kDa
Expédition	Sac de glace