

Anticorps Monoclonal Anti-Cyclophiline 40 Pour Wb - Q08752

Numéro d'article: CM0009033

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la Cyclophiline 40/PPID. Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le repliement des protéines, le chaperon HSP90 et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Cyclophiline 40
Remarques/Alias	CYPD ; CYP-40 ; Cyclophiline 40
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5481
Identifiant du gène	5481
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 271-370 de la Cyclophiline 40 humaine (Q08752).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08752
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace