

Anticorps Polyclonal Anti-Cyclophiline 40 Pour Wb, Elisa - Q08752

Numéro d'article: CM0021797

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cyclophiline 40 humaine (PPID, CYP-40). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez le rat. Convient aux recherches sur le repliement des protéines, les complexes de co-chaperonnes HSP90, l'apoptose et la réplication virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cyclophiline 40, anticorps polyclonal de lapin
Remarques/alias	CYPD ; CYP-40 ; Cyclophiline 40
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5481
ID du gène	5481
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 161 et 370 de la cyclophiline 40 humaine (NP_005029.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q08752
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace