

Anticorps Polyclonal Anti-Cyclophiline 40 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q08752

Numéro d'article: CM0027901

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Cyclophiline 40 humaine (CYP-40), validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat ; UniProt Q08752.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cyclophiline 40 pAb de lapin
Remarques / Alias	CYPD ; CYP-40 ; Cyclophiline 40
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5481
ID du gène	5481
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 161-370 de la Cyclophiline 40 humaine (NP_005029.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08752
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace