

Anticorps Monoclonal Anti-Cyclophiline B Pour Wb, Elisa - P23284

Numéro d'article: CM0012528



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Cyclophiline B humaine (PPIB, CYPB). Adapté pour le WB et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de repliement des protéines et de fonction chaperonne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin Cyclophiline B
Remarques/Alias	OI9 ; CYPB ; SCYLP ; CYP-S1 ; HEL-S-39 ; Cyclophiline B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5479
ID du gène	5479
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 100-200 de la Cyclophiline B humaine (P23284)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23284
Poids protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace