

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyld Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqc7

Numéro d'article: CM0030489



Introduction

Le CYLD Rabbit pAb (Q9NQC7) de CamelBio est un anticorps polyclonal de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il présente une réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation NF- κ B et Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYLD Rabbit pAb
Remarques/Alias	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8; CYLD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1540
GeneID	1540
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQC7
Poids de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace