

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igd De Singe Cynomolgus - Igd De Singe

Numéro d'article: CM0008682

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la chaîne lourde delta de l'immunoglobuline du singe cynomolgus. Validé pour l'IHC-P, la cytométrie en flux et l'ELISA. Destiné au profilage immunitaire et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IgD de singe
Espèce	Cynomolgus
Immunogène	Protéine recombinante de la chaîne lourde delta de l'immunoglobuline du singe cynomolgus
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, cytométrie en flux, ELISA
Réactivité croisée	Cynomolgus
Expédition	Sac de glace