


Anticorps Polyclonal Anti-Cyp11B1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15538

Numéro d'article: CM0017366



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CYP11B1 humain, validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour étudier la biosynthèse des glucocorticoïdes, la fonction du cortex surrénalien et les voies stéroïdogènes. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CYP11B1
Remarques/Alias	FHI ; CPN1 ; CYP11B ; P450C11 ; CYP11B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1584
GeneID	1584
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 234-503 du CYP11B1 humain (NP_000488.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15538
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace