


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp11B2 Pour Wb, If-P, Elisa - P19099

Numéro d'article: CM0022710



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CYP11B2 humain (aldostérone synthase), validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'hypertension, la stéroïdogénèse et la fonction des enzymes mitochondriales.

[En savoir plus](#)