

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp17A1 Pour Wb, Elisa - P05093

Numéro d'article: CM0017329



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CYP17A1 validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le CYP17A1 humain (57 kDa) et présente une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de la biosynthèse des hormones stéroïdiennes et de la fonction du cytochrome P450. UniProt P05093.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP17A1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CPT7 ; CYP17 ; S17AH ; P450C17 ; CYP17A1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1586
ID du gène	1586
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 209-508 du CYP17A1 humain (NP_000093.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P05093
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace