


Anticorps Polyclonal Anti-Cyp1A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P04798

Numéro d'article: CM0020094



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CYP1A1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte le CYP1A1 humain, de souris et de rat. Immunogène recombinant (aa 200-460). Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cytochrome P450 et la toxicologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP1A1 Lapin pAb
Remarques / Alias	AHH; AHRR; CP11; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX; CYP1A1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1543
Identifiant de gène	1543
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-460 du CYP1A1 humain (NP_000490.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04798
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sachet de glace