


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp1A1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04798

Numéro d'article: CM0023857



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CYP1A1 humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Utile pour l'étude du métabolisme médicamenteux, de la régulation hormonale et de la signalisation lipidique. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CYP1A1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques / Alias    | AHH; AHRR; CP11; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX                                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 1543                                                                                                                          |
| GeneID               | 1543                                                                                                                          |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 261 et 360 de la CYP1A1 humaine (NP_000490.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                | P04798                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 58 kDa                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |