

## Anticorps Polyclonal Anti-Cyp1A2 Pour Wb, If-P, Elisa - P05177

Numéro d'article: CM0014740



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre CYP1A2 (SWISS P05177) validé pour WB, IF-P, ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme médicamenteux par le cytochrome P450, de la signalisation lipidique et des voies de toxicologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CYP1A2 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | CP12; CYP1A2; P3-450; P450(PA); CYP1A2                                                                                            |
| Espèce               | Humain                                                                                                                            |
| GeneID (Humain)      | 1544                                                                                                                              |
| GeneID               | 1544                                                                                                                              |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 205-305 de la CYP1A2 humaine (NP_000752.2) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS                | P05177                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 58 kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                      |