


Anticorps Polyclonal Anti-Cyp1B1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16678

Numéro d'article: CM0018501



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CYP1B1 humain validé pour le Western Blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Cible le cytochrome P450 1B1, impliqué dans le métabolisme des stéroïdes et des xénobiotiques, adapté à la recherche sur les maladies et aux études de biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP1B1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1545
GeneID	1545
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 244-543 de la CYP1B1 humaine (NP_000095.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q16678
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace