


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp1B1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16678

Numéro d'article: CM0014164



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CYP1B1 humain est adapté pour Western blot, immunofluorescence/immunocytochimie et ELISA. Il réagit de manière croisée avec des échantillons de souris et de rat pour la recherche sur le métabolisme du cytochrome P450 et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP1B1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1545
GeneID	1545
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du CYP1B1 humain (NP_000095.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16678
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sachet de glace