

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cyp26A1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O43174

Numéro d'article: CM0008852

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la CYP26A1 humaine, pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte la CYP26A1 humaine, murine et de rat. Cible le métabolisme et la signalisation de l'acide rétinolique dans divers tissus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CYP26A1 Rabbit mAb
Remarques/alias	CP26 ; CYP26 ; P450RAI ; P450RAI1 ; CYP26A1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1592
GeneID	1592
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-450 de la CYP26A1 humaine (O43174).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O43174
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Poche de glace