

Anticorps Polyclonal Anti-Cyp27A1 Pour Wb, Elisa - Q02318

Numéro d'article: CM0021260

Introduction

CYP27A1 pAb de lapin validé pour WB, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol, la synthèse des acides biliaires et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CYP27A1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CTX ; CP27 ; CYP27 ; CYP27A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1593
Identifiant du gène	1593
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-400 du CYP27A1 humain (NP_000775.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02318
Poids de la protéine	60 kDa
Livraison	Sac isotherme avec glace