

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cyp27A1 Pour Wb Et Elisa - Q02318

Numéro d'article: CM0007263

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant CYP27A1, la stérol 26-hydroxylase. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Pour l'étude du métabolisme du cholestérol et de la synthèse des acides biliaires. Idéal pour le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin CYP27A1
Remarques/Alias	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1593
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 431-530 de CYP27A1 humain (NP_000775.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q02318
Poids protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace