


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp2C18 Pour Wb, Elisa - P33260

Numéro d'article: CM0029936



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CYP2C18 humain, validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec la souris et le rat. Convient pour les études sur le métabolisme des rétinoïdes et le cytochrome P450. Immunogène : acides aminés 231-490.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CYP2C18 Lapin pAb
Remarques/Alias	CPCI; CYP2C; CYP2C17; P450IIC17; P450-6B/29C; CYP2C18
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1562
ID de Gène	1562
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 231-490 du CYP2C18 humain (NP_000763.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33260
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace