


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cyp2D6 Pour Wb, If-P, Elisa - P10635

Numéro d'article: CM0010564



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité dirigé contre CYP2D6, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Détecte une protéine d'environ 56 kDa. Idéal pour les études du métabolisme des médicaments et de pharmacogénomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CYP2D6
Remarques/Alias	CPD6 ; CYP2D ; CYP2DL1 ; CYP2D6 ; P450C2D ; P450DB1 ; CYP2D7A ; CYP2D7B ; CYP2D7P2 ; CYP2D8P2 ; P450-DB1 ; CYP2D6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1565
GeneID	1565
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 341 à 497 de la CYP2D6 humaine (P10635)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P10635
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace