

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp2E1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05181

Numéro d'article: CM0021850



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CYP2E1 destiné à la recherche pour Western blot, IF, IHC et ELISA. Détecte le CYP2E1 humain, de souris et de rat, un cytochrome P450 hépatique impliqué dans le métabolisme des acides gras et des xénobiotiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP2E1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; CYP2E1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1571
GeneID	1571
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 234 à 493 du CYP2E1 humain (NP_000764.1))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05181
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace