

Anticorps Polyclonal Anti-Cyp2F1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24903

Numéro d'article: CM0030024

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CYP2F1, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. CYP2F1 est une enzyme cytochrome P450 impliquée dans le métabolisme des pneumotoxiques ; idéal pour les études de toxicologie pulmonaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP2F1 Lapin pAb
Remarques/Alias	C2F1; CYP2F; CYPIIF1; CYP2F1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1572
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-290 du CYP2F1 humain (NP_000765.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24903
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace