

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp2R1 Pour Wb, Elisa - Q6Vvx0

Numéro d'article: CM0014329



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CYP2R1 humain (25-hydroxylase de la vitamine D), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; détecte une protéine d'environ 57 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de la vitamine D et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CYP2R1
Remarques/Alias	CYP2R1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	120227
GenelD	120227
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 252-501 du CYP2R1 humain (NP_078790.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q6VVX0
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace