

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cyp39A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyl5

Numéro d'article: CM0012562

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant CYP39A1, validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la Souris. Soutient la recherche sur le métabolisme du cholestérol et le développement de tests IVD. Poids moléculaire prédit : 54 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin CYP39A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51302
Identifiant du gène	51302
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 301-400 de CYP39A1 humain. (NP_057677.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NYL5
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace