

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp39A1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nyl5

Numéro d'article: CM0022964

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CYP39A1 humaine (7-alpha-hydroxylase du 24-hydroxycholestérol). Validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur la synthèse des acides biliaires et le métabolisme du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP39A1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CYP39A1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51302
GeneID	51302
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la CYP39A1 humaine (NP_057677.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9NYL5
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac réfrigérant