

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp39A1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nyl5

Numéro d'article: CM0021331

Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre CYP39A1 humain, validé pour la WB et l'ELISA. Détecte les orthologues murins et rats. Convient à l'étude du métabolisme neuronal du cholestérol et de la fonction de la 7-alpha-hydroxylase des oxystérols spécifique du foie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CYP39A1 pAb de lapin
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	51302
ID du gène	51302
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9NYL5
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace