

Anticorps Polyclonal Anti-Cyp3A4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08684

Numéro d'article: CM0026270



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CYP3A4 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible pour la recherche sur le métabolisme médicamenteux, la biosynthèse des stéroïdes et le catabolisme de la vitamine D.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP3A4 pAb de lapin
Remarques / Alias	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1576
GenelD	1576
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08684
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac isotherme