


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp46A1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Y6A2

Numéro d'article: CM0022494



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CYP46A1 validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la cholestérol 24-hydroxylase, une enzyme de l'homéostasie du cholestérol cérébral. Immunogène : peptide synthétique correspondant aux acides aminés 400-500. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CYP46A1
Remarques/Alias	CP46 ; CYP46 ; CYP46A1
Espèce	Humain
GeneID	10858
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-500 de CYP46A1 humain (NP_006659.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Y6A2
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace