


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp46A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A2

Numéro d'article: CM0027776



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CYP46A1 humaine, une cholestérol 24-hydroxylase. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur le métabolisme du cholestérol dans le cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin CYP46A1
Remarques/Alias	CP46, CYP46, CYP46A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10858
GeneID	10858
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-280 de la CYP46A1 humaine (NP_006659.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6A2
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace