

Anticorps Polyclonal Anti-Cyp4F11 Pour If/Icc, Elisa - Q9Hbi6

Numéro d'article: CM0023774

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CYP4F11 humain, validé pour IF/ICC et ELISA. Cible une enzyme du cytochrome P450 impliquée dans le métabolisme des acides gras, l'inactivation de la vitamine K et la déméthylation des médicaments. Convient pour la recherche hépatique et métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP4F11 Lapin pAb
Remarques/Alias	CYP4F11; CYP4F11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57834
GeneID	57834
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-130 du CYP4F11 humain (NP_001122404.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HBI6
Poids protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace