

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp4F12 Pour Wb Et Elisa - Q9Hcs2

Numéro d'article: CM0025630

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CYP4F12 pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible le cytochrome P450 4F12 impliqué dans le métabolisme des acides gras et des médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CYP4F12
Remarques/Alias	CYP4F12; F22329_1; CYP4F12
Espèce	Humain
GenelD (humain)	66002
GenelD	66002
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 265-524 du CYP4F12 humain (NP_076433.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HCS2
Poids protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace